


Drehbarer Arbeitsschaft



Einweg Stanze für die zervikale Biopsie

Art. CBR1041 (Box à 10 Stk.)

**Ergonomischer
Griff**

Zervikale Einweg Biopsie Stanze
mit 360° drehbarem Arbeitsschaft
Schnittmass 3.0 x 7.5 mm / Arbeitslänge 21.5 cm

Vorteile:

- Kreuzkontamination unwahrscheinlich
- Sehr scharfer und präziser Schnitt
- 360° drehbarer Arbeitsschaft erlaubt eine optimale Positionierung
- Keine Aufbereitungskosten

Distributed
in Switzerland by:

accuratus



Gynäkologische Einweginstrumente

Available and distributed
in Switzerland by:

accuratus

Accuratus AG

Tel. +41 31 372 17 11

mailbox@accuratus.ch

www.accuratus.ch

www.subtilis.com