


Gynäkologische Einweginstrumente



Distributed in Switzerland by:

accuratus

STERILE



EasySpec®

Einweg Vaginalspekulum 3

Einweg Z-Vaginalspekulum 5

IUD-S Kit

zum Einsetzen
eines Intrauterinpessars 6

U-CUT

lange Schere aus Kunststoff
mit Metallklinge 7

Kugelzange Pozzi-Palmer

aus Kunststoff 8

Kelly Klemme

mit Sperre aus Kunststoff, anatomisch 9

Einweg Stanze

für die zervikale Biopsie 10

Distributed
in Switzerland by:

accuratus



EasySpec®

Einweg Vaginalspekulum

Das sterile Vaginalspekulum von EasySpec zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Einfach und sicher in der Anwendung
- Minimiertes Risiko für Kreuzkontaminationen oder Infektionsübertragungen
- Stabiler Kunststoff
- Optimale Öffnungsweite
- Reibungsarme Oberfläche für leichtes Einführen
- Glatte und abgerundete Enden für den Patientenkomfort
- Geriffelter Griff für einen guten Halt
- Geräuschlose und sichere Verriegelung
- Einzeln steril verpackt, farblich kodiert
- Hergestellt in Schweden

Distributed
in Switzerland by:

accuratus

 **CETRO MEDICAL AB**



0402

STERILE


Das EasySpec-Sortiment

mit farbkodierten Grössen


(Box à 25 Stk.)




EasySpec® **1211 XS** Extra Small




EasySpec® **1221 S** Small




EasySpec® **1231 M** Medium



EasySpec® **1241 L** Large



EasySpec® **1251 XL** Extra Large



Material

- Polystyrene crystal,
Polyethylene HD
- Latex frei

Distributed
in Switzerland by:

accuratus

 CETRO MEDICAL AB

0402

STERILE



Einweg Z -Vaginalspekulum **1321**


(Box à 25 Stk.)

Das Z-Spekulum zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Das glasklare Material bietet eine optimale Sicht für den Anwender
- Stabile Konstruktion
- Freie Sicht durch die Z-Form
- Glatte, abgerundete Kanten für erhöhten Patientenkomfort

Spezifikationen

- Polystyrene glasklar
- Latex frei
- Unsteril



Distributed
in Switzerland by:

accuratus

 **CETRO MEDICAL AB**

  
0402

STERILE



IUD-S Kit

zum Einsetzen
eines Intrauterinpeessars

Art. 770269 (Box à 15 Set)

Zum Einführen, Legen und Rückholen des Intrauterinpeessars. Das einsatzbereite IUD-S Kit Set erlaubt die Durchführung des gesamten Einführungsprozesses, des Legens sowie der anschliessenden Rückholung des Intrauterinpeessars.


Das Set enthält:

- einen Hysterometer Ramister für die Feststellung der Uterustiefe
- eine Kugelzange Pozzi-Palmer für die Erweiterung des Uterushalses
- eine Kelly Klemme mit Sperre für Einführung und richtiges Verlegen des Pessars
- eine lange Schere aus Kunststoff (U-CUT) mit der der Faden des verlegten Pessars abgeschnitten wird

Es erlaubt eine praktische, schnelle und sichere Durchführung des Verfahrens.

Distributed
in Switzerland by:

accuratus



U-CUT

lange Schere aus Kunststoff
mit Metallklinge, 22 cm

Art. 770114 (Box à 50 Stk.)

Zur Fadenentnahme bei üblichen medizinischen Verfahren bei denen Fäden, Mullbinden oder Ähnliches durchschnitten werden muss.

U-CUT ist eine lange Schere aus Kunststoff von charakteristisch schmaler, länglicher Form, mit der der Faden des Intrauterinpeppers problemlos erreicht und durchschnitten werden kann.

- Die Edelstahlklingen sind sorgfältig geschliffen und leicht gewölbt, was sie widerstandsfähig und benutzerfreundlich macht.

Garantiert sichere und komfortable Handhabung dank eines robusten Kunststoffgriffs.

Distributed
in Switzerland by:

accuratus



Kugelzange

Pozzi-Palmer aus Kunststoff, 25 cm

Art. 720131 (Box à 50 Stk.)

Geeignet für gynäkologische Verfahren, die ein energisches Festhalten des Uterushalses erfordern.

- Sicheres greifen des Uterushalses durch scharfe Spitzen und einen 3-fachen Verschlusshaken.
- Als Einwegartikel beugt sie einer möglichen Kontamination des Patienten vor.
- Schmerzempfinden und Blutungen während des Eingriffs werden dank vorteilhaftem Produktdesign minimiert.

Distributed
in Switzerland by:

accuratus



Kelly Klemme


mit Sperre aus Kunststoff,
anatomisch, 22 cm

Art. 720174 (Box à 50 Stk.)

- Für das sichere Greifen von Baumwolltampons und Mullkompressen beim Verbinden.
- Das selbstblockierende System erlaubt ein Festhalten ohne Hilfe der Hände.
- Einsetzbar auch bei der Einführung oder Entnahme eines Intrauterin pessars dank des besonderen Greifsystems.

Distributed
in Switzerland by:

accuratus



Drehbarer Arbeitsschaft



Einweg Stanze für die zervikale Biopsie

Art. CBR1041 (Box à 10 Stk.)

**Ergonomischer
Griff**

Zervikale Einweg Biopsie Stanze
mit 360° drehbarem Arbeitsschaft
Schnittmass 3.0 x 7.5 mm / Arbeitslänge 21.5 cm

Vorteile:

- Kreuzkontamination unwahrscheinlich
- Sehr scharfer und präziser Schnitt
- 360° drehbarer Arbeitsschaft erlaubt eine optimale Positionierung
- Keine Aufbereitungskosten

Distributed
in Switzerland by:

accuratus



Gynäkologische Einweginstrumente

Available and distributed
in Switzerland by:

accuratus


Accuratus AG

Tel. +41 31 372 17 11

mailbox@accuratus.ch

www.accuratus.ch

www.subtilis.com



STERILE

