



# accuratus®

Wie wichtig sind Ihnen Sicherheit und Hygiene?



# Lassen Sie es nicht so weit kommen!




Durch längere Sterilisationszeiten und immer aggressivere Reinigungsmittel wird der **Alterungsprozess** der Canevasit-Ferrozell-Griffe sehr beschleunigt und die Belastbarkeit oft **überschritten**. Die Folgen sind:

- Bruchgefahr während des Gebrauchs
- Gefahr von Bruchstücken im Operationsfeld
- Starke Aufnahme und Abgabe von Schmutz durch die poröse Oberfläche
- Gelbe und braune Verfärbungen auf Instrumenten und in Sterilisationscontainern
- Scharfkantige Schlagplatten verletzen die Handschuhe



Senden Sie uns Ihre Instrumente zur Überprüfung. Bei uns werden sie in die richtige Form geschliffen und wenn nötig mit einem neuen AccuratusKunststoffgriff versehen.

# Accuratus-Kunststoffgriff mit vorteilhaften Eigenschaften



- Keine Feuchtigkeitsaufnahme bzw. -abgabe
- Lange Lebensdauer mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis
- Geringes Gewicht
- Sehr hygienisch, keine Schmutzaufnahme, gut zu reinigende Oberfläche
- Rutschfest dank Griffriellen
- Standardausführung in Blau, auf Wunsch sind auch andere Farben erhältlich
  
- Instrumentenoberfläche auf Wunsch blendfrei glasperlengestrahlt



**Zeitaufwand** (Bruchstücke aus dem OP-Feld entfernen.)  
**und Risiko** (Sind alle Stücke entfernt?)  
**sind zu gross!**



Accuratus AG  
Holligenstrasse 94 / CH-3008 Bern  
+41 31 372 17 11  
mailbox@accuratus.ch

[www.accuratus.ch](http://www.accuratus.ch)  
[www.subtilis.com](http://www.subtilis.com)