


accuratus®

HERCULES®

max. 2,0 mm

THE WORLD OF SURGICAL INSTRUMENTS



GOLD-CUT HERCULES®



13.82.15
15 cm / 6"



GOLD-CUT HERCULES®

Drahtkneifzange

- über 40% Kraftersparnis
- für harte und weiche Drähte bis **max. ø 1,6 mm**
- auswechselbare Hartmetallschneiden
- auswechselbare Gummibacken
- komplett sterilisierbar

GOLD-CUT HERCULES®

Wire Cutter


- over 40% reduced effort
- for hard and soft wires of **max. ø 1,6 mm**
- exchangeable TC-blades
- exchangeable rubber jaws
- fully sterilisable



GOLD-CUT HERCULES®

Alicate para alambre

- reducción de la fuerza manual en más de un 40%
- para alambres duros y blandos de **max. ø 1,6 mm**
- placas de tungsteno intercambiables
- bocas de goma intercambiables
- completamente esterilizable



13.82.16

- 1 Paar Hartmetallschneiden / 1 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of TC-blades / 1 pairs of screws / 1 Allen key
- 1 par de placas de tungsteno / 1 pares de tornillos / 1 llave hexagonal



13.82.17

- 1 Paar Gummibacken / 1 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of rubber jaws / 1 pair of screws / 1 Allen key
- 1 par de bocas de goma / 1 par de tornillos / 1 llave hexagonal

NEW



13.82.04

18 cm / 7"



GOLD-CUT HERCULES®

Drahtschneidezange

- über 40% Kraftersparnis
- für harte und weiche Drähte bis **max. ø 2,2 mm**
- auswechselbare Hartmetallschneiden
- auswechselbare Gummibacken
- komplett sterilisierbar

GOLD-CUT HERCULES®


Surgical Wire Cutter

- over 40% reduced effort
- for hard and soft wires of **max. ø 2,2 mm**
- exchangeable TC-blades
- exchangeable rubber jaws
- fully sterilisable

GOLD-CUT HERCULES®

Alicata para alambre

- reducción de la fuerza manual en más de un 40%
- para alambres duro y blandos de **max. ø 2,2 mm**
- placas de tungsteno intercambiables
- bocas de goma intercambiables
- completamente esterilizable



13.82.07

- 1 Paar Hartmetallschneiden / 2 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of TC-blades / 2 pairs of screws / 1 Allen key
- 1 par de placas de tungsteno / 2 pares de tornillos / 1 llave hexagonal



13.82.22

- 1 Paar Gummibacken / 1 Paar Schrauben / 1 Schraubendreher
- 1 pair of rubber jaws / 1 pair of screws / 1 Screwdriver
- 1 par de bocas de goma / 1 par de tornillos / 1 el destornillador

GOLD-CUT HERCULES®

GOLD-CUT HERCULES®

Drahtkneifzange

- über 40% Kraftersparnis
- für harte und weiche Drähte
- auswechselbare Hartmetallschneiden
- auswechselbare Gummibacken
- komplett sterilisierbar

GOLD-CUT HERCULES®

Wire Cutter

- over 40% reduced effort
- for hard and soft wires
- exchangeable TC-blades
- exchangeable rubber jaws
- fully sterilisable

GOLD-CUT HERCULES®


Alicate para alambre

- reducción de la fuerza manual en más de un 40%
- para alambres duros y blandos
- placas de tungsteno intercambiables
- bocas de goma intercambiables
- completamente esterilizable



***13.82.20** 23 cm / 9" für harte und weiche Drähte bis max. ø 3 mm

****13.82.25** 28 cm / 11" für harte und weiche Drähte ab 2,0 - 3,5 mm



***13.82.21 / **13.82.26**

- 1 Paar Hartmetallschneiden / 2 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of TC-blades / 2 pairs of screws / 1 Allen key
- 1 par de placas de tungsteno / 2 pares de tornillos / 1 llave hexagonal



13.82.22

- 1 Paar Gummibacken / 1 Paar Schrauben / 1 Schraubendreher
- 1 pair of rubber jaws / 1 pair of screws / 1 Screwdriver
- 1 par de bocas de goma / 1 par de tornillos / 1 el destornillador

NEW



***13.82.33** | 23 cm / 9" for Titanium max. 3 mm
****13.82.38** | 28 cm / 11" for Titanium max. 2-3,5 mm

HERCULES®

Titan-Schneidezange

- über 40% Kraftersparnis
- für Titan Drähte
- auswechselbare Hartstahl Schneiden
- auswechselbare Gummibacken
- komplett sterilisierbar

HERCULES®

Titanium-Cutting plier

- over 40% reduced effort
- for Titanium wires
- exchangeable Hard steel blades
- exchangeable rubber jaws
- fully sterilisable

HERCULES®

Alicate para cortar titán

- reducción de la fuerza manual en más de un 40%
- para alambres titanio
- placas de acero endurecido intercambiables
- bocas de goma intercambiables
- completamente esterilizable



***13.82.34 / **13.82.39**

- 1 Paar Hartstahl Schneiden / 2 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of Hard steel blades / 2 pairs of screws / 1 Allen key
- 1 par de placas acero endurecido / 2 pares de tornillos / 1 llave hexagonal



13.82.22

- 1 Paar Gummibacken / 1 Paar Schrauben / 1 Schraubendreher
- 1 pair of rubber jaws / 1 pair of screws / 1 Screwdriver
- 1 par de bocas de goma / 1 par de tornillos / 1 el destornillador



13.82.43
23 cm / 9"



HERCULES®

Plattenschneidezange

- über 40% Kraftersparnis
- für schmale Platten
- auswechselbare Hartstahlschneiden
- auswechselbare Gummibacken
- komplett sterilisierbar

HERCULES®


Plate Cutter Plier

- over 40% reduced effort
- for fine plates
- exchangeable Hard steel blades
- exchangeable rubber jaws
- fully sterilisable

HERCULES®


Alicate para terraza quirúrgic

- reducción de la fuerza manual en más de un 40%
- para delgado espesor de terraza
- placas de acero endurecido intercambiables
- bocas de goma intercambiables
- completamente esterilizable



13.82.44

- 1 Paar Hartstahl Schneiden / 2 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of Hard steel blades / 2 pairs of screws / 1 Allen key
- 1 par de placas acero endurecido / 2 pares de tornillos / 1 llave hexagonal



13.82.45

- 1 Paar Gummibacken / 1 Paar Schrauben / 1 Schraubendreher
- 1 pair of rubber jaws / 1 pair of screws / 1 Screwdriver
- 1 par de bocas de goma / 1 par de tornillos / 1 el destornillador

GOLD-CUT HERCULES®

GOLD-CUT HERCULES®

Kopf- und Seitenschneider

- über 40% Kraftersparnis
- für harte und weiche Drähte bis **max. ø 1,6 mm**
- austauschbare Hartmetallschneiden mit integrierten Gummibacken
- komplett sterilisierbar

GOLD-CUT HERCULES®

Front and Side Cutter

- over 40% reduced effort
- for hard and soft wires of **max. ø 1.6 mm**
- exchangeable TC-blades with integrated rubber jaws
- fully sterilisable

GOLD-CUT HERCULES®


Alicate frontal y lateral para alambre

- reducción de la fuerza manual en más de un 40%
- para alambres duros y blandos de **max. ø 1,6 mm**
- placas de tungsteno con bocas de goma integradas intercambiables
- completamente esterilizable



13.82.10

18 cm / 7"



13.82.11

- 1 Paar Schneideinsätze mit integrierten Gummibacken / 1 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of TC-inserts with integrated rubber jaws / 1 pair of screws / 1 Allen key
- 1 par de placas de tungsteno con bocas de goma integradas / 1 par de tornillos / 1 llave hexagonal

GOLD-CUT HERCULES®

GOLD-CUT HERCULES®

Kabelschneider

- über 40% Kraftersparnis
- für Cerclage Kabel \varnothing 1-2 mm
- glatter Schnitt
- auswechselbare Hartmetallschneiden
- komplett sterilisierbar

GOLD-CUT HERCULES®

Cable Cutter

- over 40% reduced effort
- for cerclage cables of \varnothing 1-2 mm
- smooth cut
- exchangeable TC-blades
- fully sterilisable

GOLD-CUT HERCULES®

Alicate frontal para cables

- reducción de la fuerza manual en más de un 40%
- para cables de cerclaje \varnothing 1-2 mm
- liso corte
- placas de tungsteno intercambiables
- completamente esterilizable



13.82.50

18 cm / 7"



13.82.51

- 1 Paar Schneideinsätze / 1 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of TC-inserts / 1 pair of screws / 1 Allen Key
- 1 par de placas de tungsteno / 1 par de tornillos / 1 llave hexagonal

GOLD-CUT HERCULES®

GOLD-CUT HERCULES®

Schneid-Haltezange

- über 40% Kraftersparnis
- für harte und weiche Drähte bis **max. ø 2 mm**
- auswechselbare Hartmetallschneiden
- auswechselbare Gummibacken
- komplett sterilisierbar

GOLD-CUT HERCULES®

Grip and Cutting Forceps

- over 40% reduced effort
- for hard and soft wires of **max. ø 2 mm**
- exchangeable TC-blades
- exchangeable rubber jaws
- fully sterilisable

GOLD-CUT HERCULES®

Alicate para cortar y asir

- reducción de la fuerza manual en más de un 40%
- para alambres duros y blandos de **max. ø 2 mm**
- placas de tungsteno intercambiables
- bocas de goma intercambiables
- completamente esterilizable



13.82.01

18 cm / 7"



13.82.16

- 1 Paar Hartmetallschneiden / 1 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of TC-blades / 1 pairs of screws / 1 Allen key
- 1 par de placas de tungsteno / 1 pares de tornillos / 1 llave hexagonal



13.82.17

- 1 Paar Gummibacken / 1 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of rubber jaws / 1 pair of screws / 1 Allen key
- 1 par de bocas de goma / 1 par de tornillos / 1 llave hexagonal

GOLD-GRIP HERCULES®



13.82.55

3 mm 18 cm / 7"

13.82.56

6 mm 18 cm / 7"

GOLD-GRIP HERCULES®

Extraktionszangen

- über 40% Kraftersparnis
- lieferbar in Maulbreiten 3 mm und 6 mm
- komplett sterilisierbar
- Sicheres halten von Drähten

GOLD-GRIP HERCULES®

Extraction Forceps

- over 40% reduced effort
- available in jaw sizes 3 mm and 6 mm
- fully sterilisable
- safe holding of wires

GOLD-GRIP HERCULES®

Pinzas de extracción

- reducción de la fuerza manual en más de un 40%
- disponibles en tamaños de bocas de 3 mm y 6 mm
- completamente esterilizable
- para sujetar alambres seguro



Distributed by Accuratus AG

accuratus®

Tel. +41 31 372 17 11

Fax +41 31 372 22 41

mailbox@accuratus.ch

www.accuratus.ch

www.subtilis.com