

MK numérotation des broches Kirschner & clous Steinmann

Exemple :

TKB 16.150 TR.TG15

Article : broche Kirschner (T = alliage Titane)

Diamètre : 1,6 mm

Longueur : 150 mm

Formes de pointes: 1 standard. 2 spéciale



Article

KB broche de Kirschner

SN clou de Steinmann

Pointes standard

T trocar

R ronde

F plate

L lance

LB lance avec perforation

3 trois côtés

4 quatre côtés

Pointes spéciales

TG_x filetage partiel
[x= longueur du pas de vis en mm]

VG filetage complet

LR trocar longs côtés

OE chas spécial

B mèche perceuse

Nous personnalisons vos broches

Ceci n'est qu'un extrait des possibilités de finition des broches de Kirschner et clous de Steinmann.

Nous réalisons volontiers et rapidement vos demandes de personnalisations.

Les pointes

Pointes standard



T trocar



L lance



4 quatre côtés



R ronde



LB lance avec perforation




F plate




3 trois côtés

Pointes spéciales



TG filetage partiel 15mm



VG filetage complet



B mèche perceuse



LR trocar longs côtés



OE chas spécial