

# Ciseaux Accuratus pour « Soft Cast » synthétiques

Les lames Accuratus «Cast Cutter» en alliage de carbure de tungstène sont soudées et permettent une découpe aisée des matériaux Soft Cast.

Les anneaux ergonomiques assouplissent le mouvement et les proportions du ciseau augmentent la force.

La solution optimale pour toutes les situations.



**CONTOUR | 17 cm**

Art. Nr. 04.88.50



**UNIVERSEL | 19 cm**

Art. Nr. 04.88.53



**GLADIUS | 24 cm**

Art. Nr. 04.88.57

Produit  
exclusivement par

**accuratus®**

Accuratus AG  
Holligenstrasse 94  
CH-3008 Berne

[www.accuratus.ch](http://www.accuratus.ch)

Tél. +41 31 372 17 11  
Fax +41 31 372 22 41  
[mailbox@accuratus.ch](mailto:mailbox@accuratus.ch)

[www.subtilis.com](http://www.subtilis.com)