



Wundhaken-Knochenheber / Hüfte-Knie / I von VIII



24.51.36

Subtilis Knochenheber Hohmann
8,5 x 40 mm / 22 cm



24.51.37

Subtilis Knochenheber Hohmann
12 x 40 mm / 22 cm



24.51.37L

Subtilis Knochenheber
mit langem Weichteilschutz
12 x 75 mm / 26 cm




24.51.38

Subtilis Knochenheber Hohmann
18 x 40 mm / 24 cm



24.51.38L

Subtilis Knochenheber
mit langem Weichteilschutz
18 x 75 mm / 27 cm




24.51.39L


Subtilis Knochenheber 40° abgebogen
mit langem Weichteilschutz
18 mm x 75 mm / 26,5 cm




Wundhaken-Knochenheber / Hüfte-Knie / II von VIII




24.51.63
Subtilis Knochenheber Hohmann
41 x 45 mm / 24 cm




24.51.63L
Subtilis Knochenheber, abgebogen
mit langem Weichteilschutz
41 x 65 mm / 32 cm




24.51.40
Subtilis Hüfthebel stumpf
24 x 45 mm / 27 cm



24.51.40L
Subtilis Hüfthebel stumpf
mit langem Weichteilschutz
24 x 80 mm / 32 cm




24.51.41
Subtilis Hüfthebel stumpf
doppelt abgebogen
24 x 40 mm / 25 cm




24.51.41L
Subtilis Hüfthebel stumpf doppelt
abgebogen mit langem Weichteilschutz
24 x 80 mm / 29 cm




Wundhaken-Knochenheber / Hüfte-Knie / III von VIII




24.51.42
Subtilis Beckenheber Ganz
24 x 40 mm / 27 cm




24.51.43
Subtilis Spina Beckenheber Ganz
24 x 40 mm / 27 cm




24.51.45
Subtilis Pubis-Hebel Ganz
mit langem Schnabel
22 x 40 mm / 26 cm



24.51.46
Subtilis Pubis-Hebel Ganz
mit kurzem Schnabel
22 x 40 mm / 26 cm




24.51.48
Subtilis Knochenheber
doppelt abgebogen
15 x 45 mm / 28 cm



24.51.48L
Subtilis Knochenheber doppelt
abgebogen mit langem Weichteilschutz
15 x 100 mm / 31 cm




Wundhaken-Knochenheber / Hüfte-Knie / IV von VIII




24.51.57

Subtilis Knochenheber doppelt
abgebogen mit langem Weichteilschutz
20 x 100 mm / 31 cm




24.51.58

Subtilis Knochenheber doppelt
abgebogen mit langem Weichteilschutz
26 x 90 mm / 31 cm




24.51.59

Subtilis Knochenheber doppelt
abgebogen mit langem Weichteilschutz
32 x 80 mm / 31 cm




24.51.50

Subtilis Knochenheber Amin schmal
22 x 120 mm / 29 cm



24.51.51

Subtilis Knochenheber Amin breit
32 x 100 mm / 30 cm




24.51.52


Subtilis Knochenheber tief
22 x 120 mm / 28,5 cm




Wundhaken-Knochenheber / Hüfte-Knie / V von VIII




24.51.53
Subtilis Knochenheber / Sonderanfertigung
mit breitem stumpfen Schnabel
32 x 100 mm / 30 cm




24.51.54
Subtilis Knochenheber
mit konkav gebogenem Weichteilsschutz
19 x 75 mm / 27 cm




24.51.67
Subtilis Weichteilheber 90° gebogen
41 x 100 mm / 30 cm



24.51.70
Subtilis Trochanterheber
65° gebogen, mit kurzen V-Spitzen
30 x 100 mm / 32 cm




24.51.71
Subtilis Trochanterheber
75° gebogen, mit langen V-Spitzen
30 x 100 mm / 30 cm




24.51.72
Subtilis Trochanterheber
40° gebogen, mit langen V-Spitzen
30 x 100 mm / 33 cm




Wundhaken-Knochenheber / Hüfte-Knie / VI von VIII




24.51.73
Subtilis Beckenheber
22 x 130 mm / 24 cm




24.51.74
Subtilis Beckenheber
22 x 130 mm / 25 cm




24.51.76
Subtilis Hüfthebel zwei Spitzen,
doppelt abgebogen
17 x 70 mm / 31 cm



24.51.76L
Subtilis Hüfthebel zwei Spitzen, doppelt
abgebogen, längere Weichteilauflage
17 x 100 mm / 31 cm




24.51.77
Subtilis Hüfthebel Pflüger
32 x 100 mm / 31 cm



24.51.78
Subtilis Hüfthebel Pflüger, abgebogen
32 x 100 mm / 30 cm




Wundhaken-Knochenheber / Hüfte-Knie / VII von VIII




24.51.80

Subtilis Weichteilheber, Modell Nötzli Links
40 x 36 mm / 31,5 cm




24.51.81

Subtilis Weichteilheber, Modell Nötzli Rechts
40 x 36 mm / 31,5 cm



24.51.90

Subtilis Beckenheber
mit Kunststoffgriff
26 x 120 mm / 38 cm



24.51.91

Subtilis Beckenheber mit
Kunststoffgriff und Gewichtsschlitz
26 x 120 mm / 38 cm



24.02.68

Subtilis Wundhaken Langenbeck
40 x 11 mm / 21 cm



24.02.92

Subtilis Wundhaken Langenbeck
60 x 16 mm / 22 cm

Wundhaken-Knochenheber / Hüfte-Knie / VIII von VIII




24.01.61
Subtilis Femurtoller
21 cm




24.04.51-S / 52-S / 53-S
Subtilis Wundhaken Kocher
Erhältlich in drei verschiedenen Grössen
25 x 40 / 50 / 70 mm / 24 cm



24.52.30
Subtilis Hebel mit langem Weichteilschutz
12 x 75 mm / 21 cm / 90° gebogen



99.24.41
Subtilis Wundhaken Vegan, Maul stark gerundet
10 x 120 mm / 25 cm



99.24.47
Subtilis Knochenheber
mit langem Weichteilschutz
20 x 100 mm / 32 cm



24.51.100
Patentierter
Subtilis Hebelverlängerung
24 cm